

Centre National de Référence Virus des Gastro-entérites Laboratoire de Biologie et Pathologie

CHU Dijon Bourgogne – Plateforme de Biologie Hospitalo-Universitaire 2 rue Angélique Ducoudray – BP 37013 – 21070 Dijon cedex Tél: 03-80-29-34-37 / Fax: 03-80-29-32-80

Tél: 03-80-29-34-37 / Fax: 03-80-29-32-80 www.cnr-ve.org / cnr@chu-dijon.fr

PROTOCOLE D'ENVOI D'ÉCHANTILLONS POUR

RECHERCHE DE VIRUS ENTÉRIQUES - CAS ISOLÉ ou SPORADIQUE

Recueil et conservation de l'échantillon :

Nature d'échantillon	Contenant*	Volume minimum	Température de conservation avant envoi	Température d'envoi
Selles/ vomissures	Pot stérile (boite à coproculture) sans milieu de transport	1 g	Température ambiante si	Température ambiante
Sang/Sérum	Tube stérile sans héparine	1 ml	envoi dans les 12 h. 4°C si envoi entre 12 et 48h.	Température ambiante si
LCR	Flacon stérile	250µl (soit 5 gouttes)	-20°C si envoi au-delà de 48h.	envoi dans les 12h. 4°C si envoi entre 12 et 48h. -20°C si envoi au-delà de
Milieux biologiques divers	Flacon stérile	1 ml		48h.

Important : * Mentionner sur le flacon l'identité et la date de naissance du patient ainsi que la date de prélèvement.

Réalisation du colis :


L'échantillon doit être envoyé dans un triple emballage conforme à la réglementation en vigueur pour le transport des échantillons cliniques (arrêté ADR¹) :

- ✓ Déposer le flacon (*récipient primaire*), entouré de papier absorbant, dans un sachet plastique ou une boîte rigide (plastique, métallique...) à fermeture hermétique (*emballage secondaire*), puis dans une boîte en carton ou polystyrène (*emballage extérieur*), avec interposition de matières de rembourrage appropriées.
- ✓ Joindre impérativement la fiche individuelle de renseignements (en page 2) dûment remplie, la prescription et un résumé d'observation clinique.
- ✓ Apposer sur la surface extérieure du colis la désignation « Matière Biologique, catégorie B » près de la mention UN 3373 dans un losange (à découper ci-dessous).

Conditions d'envoi :

- Le colis doit être acheminé dans un délai de 48h à 72h. L'envoi peut être effectué par voie postale (colissimo) ou par transporteur spécialisé dans la collecte d'échantillons biologiques (se référer au tableau ci-dessus pour les températures d'envoi).
- Pour éviter un délai d'acheminement trop long, il est conseillé d'effectuer l'envoi en début ou en milieu de semaine (réception au laboratoire tous les jours sauf le dimanche).
- Expédier le colis à l'adresse suivante :

Centre National de Référence Virus des Gastro-entérites Laboratoire de Biologie et Pathologie Plateforme de Biologie Hospitalo-Universitaire CHU Dijon Bourgogne 2 Rue Angélique Ducoudray BP 37013 21070 DIJON CEDEX



¹ Arrêté du 5 décembre 2002 modifiant l'arrêté du 1^{er} juin 2001 relatif au transport des matières infectieuses de classe 6.2 : instructions ADR P650 (par route) ou IATA 650 (nar air)



9019-PREA - PROTOCOLE D'ENVOI CAS ISOLES

Centre National de Référence Virus des Gastro-entérites Laboratoire de Biologie et Pathologie

CHU Dijon Bourgogne – Plateforme de Biologie Hospitalo-Universitaire 2 rue Angélique Ducoudray – BP 37013 – 21070 Dijon cedex

Tél : 03-80-29-34-37 / Fax : 03-80-29-32-80 www.cnr-ve.org / cnr@chu-dijon.fr

FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENTS

- A JOINDRE <u>IMPÉRATIVEMENT</u> À TOUT PRÉLÈVEMENT AVEC <u>LA PRESCRIPTION</u> -

RECHERCHE DE VIRUS ENTÉRIQUES - CAS ISOLÉ ou SPORADIQUE

LABORATOIRE EXPEDITEUR								
Raison sociale :								
Adresse:								
CP: Ville:								
Tél:// Fa	x:///	_						
PRESCRIPTEUR								
NOM Prénom :								
Adresse:								
CP: Ville:								
Tél:/// Fa								
PATIENT								
Nom usuel :	Nom de	naissance :						
Prénom:								
Date de naissance : / / _								
Nature du prélèvement :								
ANALYSES DEMANDEES								
☐ Norovirus	☐ Rotavirus		☐ Paréchovir	us				
□ Sapovirus□ Adénovirus	☐ Astrovirus ☐ Entérovirus		☐ Bocavirus☐ Virus Aichi					
Li Adeliovilus	Li Enterovirus		☐ SARS-CoV-2					
	RENSEIGNEMENTS C	LINIQUES						
◆ Patient :								
☐ Immunodéprimé		☐ MICI (Maladies Inflammatoires Chroniques de l'Intestin)						
☐ Greffé/transplanté, précisé :								
Signes cliniques :								
□ Vomissements□ Diarrhée	□ Fièvre □ Nausées		eurs abdominales es (préciser) :					
 Durée des signes clinique 	e s :du// au	ı//	_	-				
Évolution des signes : [•							
 Résultat des analyses mic 								

Date d'application 16/02/2024 N° BMS 9057

V010

Page 2 sur 2